

音波振動ハブラシ ドルツ スリム保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-SA10		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、付属品は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前	様	
販売店	電話	() -	
	住所・販売店名		
	電話	(()) -	

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520滋賀県彦根市岡町 3番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

注意

歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1個所に長くあてたりしない。
ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。
けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

スリム用山切りブラシソフト

磨きにご使用ください。

歯面や歯と歯ぐきの境目

45°にあてる
ブラシの山切りカットが
歯間に入り込むように磨く

前歯の裏側や歯並びの悪いところ

タテにあてる
角度に沿ってあてる

かみ合わせ(奥歯)

上から90°にあてる

あてる強さ

ブラシの毛先が歯に軽く触れる
程度にあててください。

動かしかた

弧を描くようにゆっくりと動かしてください。

歯並びが悪い部位など、
山切りブラシでは磨きにくい部位の
歯磨きにご使用ください。

タテにあてる
歯間に沿ってゆっくりと
動かしてください

あてる強さ
ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。

ブラシの交換について

ブラシは3か月を目安に新しいものと交換してください。
毛先が広がったブラシでは、効果的なブラッシングができませんので
交換してください。

識別リングがはずれたら

左図のようにブラシの凹部(みぞ)と識別リングの凸部(2箇所)をしっかりと合わせて取りつけてください。
切れやすいので強く引っ張らないでください。
識別リングがない状態で使っても性能に影響はありません。

ブラシと本体の洗いかた

指示線

取りはずす

固定位置

回して

ブラシを回して
本体から取りはずす

ブラシを固定位置の状態のままで引っぱらないでください。
ブラシや本体が破損の原因になります。

ブラシ

本体

携帯ケース

洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になるため絶対に使用しないでください。

下記の点検をお願いします

こんなとき	考えられる原因	処置
動作スイッチを押しても動かない	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる (P6参照)
	電池切れになっている	新しい電池に交換する (P6参照)
磨き感が弱い	電池残量が少なくなっている	

点検後なお異常がある

使用中止

お願い

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

警告

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。

電源方式	DC 1.5V(単4形アルカリ乾電池)1本
ブラシストローク数(無負荷時振動数)	約22000ブラシストローク/分
ブラシ動作(無負荷時)	約0.4
使用時間 電池の劣化により減少します	使用時間 約90分 (単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)) 1本使用の場合
大きさ	本体 太さ 16.5~17.8x高さ 169mm
質量	本体 約45g(乾電池を含む)

別売品

別売替ブラシ(音波振動ハブラシドルツスリム専用)

	品番	本数
スリム用山切りブラシ	EW0962	2本入
スリム用山切りブラシソフト	EW0963	2本入
スリム用ポイントみがきブラシ	EW0961	2本入
スリム用ベーシックブラシ	EW0960	2本入

上記以外の別売ブラシやフロス、回転ブラシ、スイングブラシはご使用できません。

替ブラシは販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
CLUB Panasonic
Pana Sense
http://club.panasonic.jp/mall/sense/

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談センター」へ!
●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!
保証書(裏表紙をご覧ください)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店から受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間
(ただし、付属品は保証の対象外です)

補修用性能部品の保有期間[5年]

当社は、この音波振動ハブラシドルツスリムの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容
製品名 音波振動ハブラシドルツスリム
品番 EW-SA10
お買い上げ日 年 月 日
故障の状況 できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は
修理相談センター
ナビダイヤル(全国共通番号) ☎0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 (パナソニック電工テクノサービス(株))
札幌 ☎011-261-4401 ☎ 総機 ☎052-451-7800 ☎
東京 ☎03-5582-7190 ☎ 編集 ☎052-622-0531 ☎

使いかた・お買い物などのご相談
パナソニックお客様相談センター
365日/受付9時~20時
FAX ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236
上記の内容は、予告なく変更場合があります。
ご了承ください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い
パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町 3番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008-2010

取扱説明書

一般家庭用 音波振動 ハブラシドルツ スリム

品番 EW-SA10

音波領域内での振動

もくじ

安全上のご注意 2

各部のなまえ 4

お使いになる前に 5

乾電池の入れかた 6

使いかた 7

上手な磨きかた 9

使い終わったら 11

故障かな?と思ったとき 12

定格・仕様 13

別売品 13

保証とアフターサービス 14

パナソニック電工
お客様相談窓口のご案内 14

●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ
(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 日 品番

販売店名 電話()

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

警告

改造はしない。また、分解したり修理をしない。火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。

乳幼児の手の届くところに置かない。付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

注意

歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

注意

必ず守る

乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。乾電池は+・-極を確かめ、正しく入れる。使い切った乾電池は、すぐに取り出す。長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。使用推奨期限内の乾電池を使用する。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

禁止

ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤との併用はしない。歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1個所に長くあてたりしない。ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方などは使用しない。治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

各部のなまえ

本 体

付属品

ブラシ取付軸

動作スイッチ

電池カバー

スリム山切りブラシ ソフト
(1本)

スリム用ポイントみがきブラシ
(1本)

携帯ケース

(収納例)

スリム山切りブラシ ソフト
(1本)

スリム用ポイントみがきブラシ
(1本)

スリム山切りブラシ ソフト
(1本)

スリム用ポイントみがきブラシ
(1本)

携帯ケース

(収納例)

スリム山切りブラシ ソフト
(1本)

スリム用ポイントみがきブラシ
(1本)